



Presentación:
Frasco de 10 ml.

THERAOFTAL IALU

Gotas oftálmicas lubricantes

Indicaciones: Solución lubricante oftálmica estéril para perros y gatos indicada en todos los casos de alteración de la película lagrimal (como **enrojecimiento y sequedad ocular, hiperreactividad conjuntival, etc...**).

El **ácido hialurónico reticulado** garantiza una mayor hidratación y viscoelasticidad, una alta estabilidad de la película lagrimal y una larga permanencia en la superficie ocular gracias a su estructura reticular.

El **carboximetil β -glucano** aumenta la capacidad lubricante del producto, contrarresta el estrés oxidativo de los radicales libres y favorece la reorganización de las células corneales.

Composición: Ácido hialurónico reticulado, carboximetil β -glucano, N-hidroximetilglicinato sódico, EDTA, solución isotónica tamponada a pH 7,2.

Modo de empleo: Aplicar 1 o 2 gotas en cada ojo, 2 o 3 veces al día, según recomendación veterinaria.



Presentación:
Frasco de 10 ml.

THERAOFTAL PROTECT

Gotas oftálmicas protectoras

Indicaciones: Solución oftálmica protectora estéril capaz de apoyar la **epitelización** en caso de úlceras o lesiones corneales.

Apoya a la terapia antibiótica, facilitando la eliminación del biofilm bacteriano gracias a la asociación de la lactoferrina y el EDTA.

La acción **quelante** del EDTA actúa sobre el biofilm bacteriano y facilita su eliminación.

El EDTA también posee propiedades **anticolagenolíticas**.

La **asociación de EDTA y lactoferrina** disminuye el proceso degenerativo del epitelio corneal y acelera la cicatrización. La lactoferrina, normalmente presente en el líquido lagrimal, se une al hierro, haciéndolo inaccesible. La deficiencia de hierro, además de contrarrestar el estrés oxidativo, inhibe la adhesión de bacterias a la superficie corneal, previniendo la formación de biopelícula.

Composición: Lactoferrina, hidroxipropilmetilcelulosa, N-hidroximetilglicinato, EDTA, solución isotónica tamponada a pH 7,2.

Modo de empleo: Aplicar 1 o 2 gotas en cada ojo de 2 a 4 veces al día, según recomendación veterinaria.



Presentación:
Frasco de 10 ml.

THERAOFTAL OSMO

Gotas oftálmicas hiperosmóticas

Indicaciones: Solución oftálmica estéril a base de manitol y glicerol que favorece la eliminación fisiológica del exceso de líquido acumulado en la córnea, restaurando el equilibrio y favoreciendo así la recuperación de la función visual. Adyuvante en el tratamiento osmótico del edema corneal y el glaucoma.

Composición: Manitol, glicerol, EDTA, clorobutanol, sal sódica de ácido hialurónico, solución tamponada a pH 7,2.

Modo de empleo: Aplicar 1 o 2 gotas en cada ojo de 2 a 4 veces al día, según recomendación veterinaria.